

使用 GigaPath 模型预训练的步骤

1 步骤说明

1. 拉取 Docker 镜像:

```
docker pull engineerchicken/a100_images:v3
```

2. 进入 ‘prov-gigapath’ 目录:

```
cd prov-gigapath
```

3. 从以下链接使用 Aspera 客户端下载数据集到 ‘prov-gigapath/data’ 目录:

- <https://www.cancerimagingarchive.net/collection/cptac-lsc/>
- <https://www.cancerimagingarchive.net/collection/cptac-ucec/>
- <https://www.cancerimagingarchive.net/collection/cptac-ccrcc/>

4. 下载完成后, 运行预训练脚本:

```
./run_pretrain.sh
```

5. 请注意, ‘data’ 目录下的数据集格式为 SVS (数字病理图像格式)。